

ITFIT MOBILE LIFESTYLE

使用前說明

感謝您使用五段式聲波電動牙刷，為了安全的使用本裝置，請在使用前仔細閱讀相關使用方法及注意事項。

產品特色

- 5種刷牙模式
- 2分鐘自動定時
- 美國杜邦軟質刷頭
- 可重複充電使用
- 牙刷PX7防水
- 採用低噪音馬達

產品資訊


產品名稱:ITFIT 五段式聲波電動牙刷
 產品型號:ITFITEX38
 產品材質:ABS、圓柱鋰離子電池、電子零組件
 輸入(充電座):5V/1A
 消耗功率(充電座):1.8W
 電池容量:800mAh(2.96Wh)/3.7V
 產品尺寸(刷頭及握柄):245x30x29mm
 產品重量(刷頭及握柄):約116g
 旅行盒尺寸:215x73x40mm
 旅行盒重量:108g
 使用/保存溫度:0°C-45°C
 防水等級:IPX7
 生產國別:中國
 生產時間:2024.6月

包裝內容物

充電式牙刷刷頭、6個刷頭(顏色隨機)、充電座、旅行盒、使用說明書

五段式聲波電動牙刷 使用說明書

產品外觀介紹



• 模式介紹

模式名稱	指示燈	VPM(每分鐘震動次數)	震動頻率
潔牙	Clean	31000	258±18Hz
美白	White	41000	342±24Hz
拋光	Polish	48000	400±28Hz
牙齦按摩	Massage	31000	258±18Hz
敏感	Sensitive	31000	258±18Hz

• 短按開關開機(使用2分鐘自動關機)
 溫馨提醒:
 • 不要把刷頭壓得太大力，可能增加牙齒敏感的風險。
 • 建議先刷牙齦，再刷牙，牙齒先刷外側，再刷內側。
 • 刷牙時，每次刷2-3顆牙齒即可。
 • 為了更好的使用產品您可以諮詢口腔專家

• 短按開關開機(使用2分鐘自動關機)
 溫馨提醒:
 • 短按開關前5秒內，短按開關可進入下一模式。進入模式5秒以上，短按開關則進入關機。
 • 潔牙/牙齦按摩/敏感三種模式VPM與頻率相同，但震動強度與方式略有不同。
 • 牙刷內置計時器每隔30秒會有提示音，提醒您平均每30秒清潔口腔約四分之一的區域

• 首次使用

- 將刷頭裝在握柄頂端備用(刷頭與握柄需保持約1mm縫隙)
- 使用前請將產品充電(從無電到完全充電需24小時)
- 充電座連接USB-A接口充電
- 將握柄垂直放上充電座
- 充電後將電源線離開

牙刷使用

- 沾濕的刷頭擠上牙膏
- 為避免牙膏飛濺，啟動電源前請將刷頭放入口腔內
- 短按開關開機
- 開機後短按開關切換模式

• 電量指示燈說明

將握柄放在充電座上進入充電狀態，電量指示燈會根據電池的電量來顯示:

- 當電池電量低於1/3時，三個電量指示燈閃爍
- 當電池電量在1/3-2/3時，第一個指示燈常亮，後兩個燈閃爍
- 當電池電量在2/3-1時，前兩個指示燈常亮，第三個燈閃爍;
- 當電池充電後，三個電量指示燈常亮

溫馨提醒:
為了延長電池壽命及更安全的使用產品，建議您將產品充電後把電源移除。

日常維護

- 刷頭需要保持乾淨，以避免細菌和微生物滋生
- 刷頭使用後用清水沖洗刷頭，並且刷頭應乾
- 建議至少每週一次，將牙刷刷頭從握柄取下，沖洗牙刷頭
- 定期更換刷頭(建議每3個月更換一次刷頭)，如果發現刷毛變形或磨損，也應儘早更換
- 刷頭及握柄可用清水沖洗;充電座及旅行盒請用軟布擦拭

環保提示

本產品包含電池與可回收電子廢棄物。為了保護環境，請將以家庭垃圾處理;請將其送到您所在地區提供的電子廢棄物回收站。

警告

- 如果近期正在接受口腔治療，使用前請先諮詢醫生。
- 每次使用前請確保刷頭牢固地裝在握柄上，切勿沒有刷頭的情況下使用
- 如不了解產品使用方式，請不要使用本產品，以免操作不當導致傷害
- 請放置在兒童和嬰兒接觸不到的地方，不可當玩具使用
- 如果產品或充電器及充電裝置損壞，請立刻停止使用
- 不要將充電器浸入水中，也避免將電動牙刷長時間浸入水中，以免失效或引起火災、觸電、爆炸等危害
- 如果充電器不慎掉入水中，應先拔掉電源再將產品撈起
- 不要用濕手去接插電源
- 不要將產品放在潮濕或過濕濕的地方
- 請不要在洗碗機中清潔本產品

保固相關說明

保固期限說明:
 台灣三星電子銷售之行動電話/平板等貴重禮品，憑此保證書及三星產品購買發票可享受自購買日起保固1年的服務。在以下基礎上，將無法提供免費服務:
 1.產品已超出本公司所提供之保固期限。
 2.因天災、蟲(鼠)害、雷擊等因素所造成之損壞或故障。
 3.機器本體之外其他產品(設備)所引起之故障。
 4.未依照產品規格，使用手冊規定操作，造成產品異常或作業系統改變。
 5.維修廠超出原廠保固範圍，例如:受潮、破損、變形，使用非該產品原廠授權維修中心，拆修或使用非原廠零件。
 6.移動、運送過程中或不當放置發生之人為故障。
 7.使用不符合本產品本體通用規格內之其他設備及配件所引起故障。
 8.不適用於電源迴路以及電壓電流。
 9.外觀及消耗性材料。

NCC低功率電波輻射性電機管理辦法聲明文

取得實驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
 前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

限用物質含有情況標示聲明書

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛	汞	鎘	六價鉻	多溴聯苯	多溴二苯醚
PCB板	○	○	○	○	○	○
電子元件	○	○	○	○	○	○
充電座	○	○	○	○	○	○
外觀材料	○	○	○	○	○	○

備註: 1."RoHS 1.0" and "RoHS 2.0" indicate that the percentage content of the restricted substance(s) listed in the corresponding column of the table is less than 0.1% by weight of homogeneous material. 2."RoHS 2.0" indicates that the restricted substance(s) listed in the corresponding column of the table is less than 0.01% by weight of homogeneous material. 3."RoHS 2.0" indicates that the restricted substance(s) listed in the corresponding column of the table is less than 0.001% by weight of homogeneous material.

台灣國際三星物產股份有限公司
 地址:台北市信義區基隆路一段333號22樓2203室
 電話: +886 2 2728 8500
 E-mail: itfitw@samsung.com

ITFIT MOBILE LIFESTYLE

Before Use

Thank you for using Rechargeable Electric Toothbrush. Before operating this product, please read the User's Manual completely and save them for future use.

Feature of Product

- 5 Cleaning Modes
- 2-Minute Auto Shut-off
- DuPont Soft Brush Heads
- Rechargeable Battery
- IPX7 Waterproof Toothbrush
- Low-Noise Motor

Product Information


Product Name:ITFIT Rechargeable Electric Toothbrush
 Model No. ITFITEX38
 Material:ABS, Cylindrical Lithium-ion Battery, Electronic Parts
 Input(Charging Station):5V/1A
 Power Consumption(Charging Station):1.8W
 Battery Capacity:800mAh(2.96Wh)/3.7V
 Product Dimensions(Brush Head and Handle):245x30x29mm
 Product Weight(Brush Head and Handle):Approx. 116g
 Travel Case Dimensions:215x73x40mm
 Travel Case Weight:108g
 Operating/Storage Temperature:0°C-45°C
 Waterproof Rating:IPX7
 Country of Manufacture:China
 Manufacturing Date:2024.JUN

Rechargeable Electric Toothbrush User Manual

Contains

Toothbrush Handle, Brush Heads x 6pcs(Random Colors), Charging Station, Travel Case, User Manual

Product Appearance Introduction



• Mode Descriptions

Mode Names	Indicator Light	VPM(Vibrations Per Minute)	Vibration Frequency
Clean	Clean	31000	258±18Hz
White	White	41000	342±24Hz
Polish	Polish	48000	400±28Hz
Massage	Massage	31000	258±18Hz
Sensitive	Sensitive	31000	258±18Hz

• Briefly press the power button for manual shutdown (automatic shutdown after 2 minutes).
 Notes:
 • Within the initial 5 seconds before the mode starts, a short press of the power button shifts to the next mode. Beyond 5 seconds into the mode, a short press of the power button powers off the device.
 • Clean/Message/Sensitive modes share the same VPM and frequency but vary slightly in vibration intensity and pattern.
 • The toothbrush features a built-in timer with a prompt every 30 seconds, reminding you to clean each quadrant of your mouth for approximately a quarter of the recommended brushing time.

• First Time Use

- Store the brush head on the top of the handle after it is fully charged (maintain approximately 1mm gap between the brush head and the handle).
- Charge the product before initial use (requires 24 hours for a full charge from zero).
- Connect the charging station to a USB-A port for charging.
- Place the handle vertically on the charging station.
- Disconnect the power cord after the charge is complete.

• How to Use

- Dampen the brush head and apply toothpaste.
- To prevent toothpaste splatter, place the brush head inside the mouth before turning on the power.
- Press the power button briefly to start.
- After powering on, short press the power button to switch modes.

• Electric Toothbrush Usage Tips

- Start brushing from the edges of the teeth, gently guiding the electric toothbrush across the entire tooth.
- Avoid applying excessive pressure with the brush head to reduce the risk of tooth sensitivity.
- It's recommended to brush the lower teeth first, then the upper teeth. Brush the outer surfaces of the teeth before moving to the inner surfaces.
- Brush 2-3 teeth at a time during the brushing process.
- For a better use of the product, you may consult with a dentist.

• Charging Indicator Light Guide

Placing the handle on the charging station initiates the charging process, and the battery indicator lights reflect the battery status as follows:

Daily Maintenance

- Keep the brush head clean to prevent the growth of bacteria and microbes.
- After each use, rinse the brush head with water and pat it dry.
- It is recommended to detach the brush head from the handle and rinse it at least once a week.
- Regularly replace the brush head (recommended every 3 months). If you notice deformities or wear on the bristles, replace them promptly.
- Rinse the brush head and handle with water. Use a soft cloth to wipe the charging station and travel case.

Eco-friendly Tips

This product contains a battery and is considered recyclable electronic waste. To protect the environment, please do not dispose of it with household garbage; instead, take it to the electronic waste recycling facility provided in your area.

Warnings

- Consult a dentist before use if undergoing recent oral treatment.
- Ensure the brush head is securely attached to the handle before each use; do not use without the brush head.
- Do not use the product if unfamiliar with its operation to prevent potential harm.

Keep out of reach of children; not intended for use as a toy.

• Cease use immediately if the product, charger, or charging device is damaged.

• Avoid submerging the charger in water and refrain from prolonged exposure of the electric toothbrush to water to prevent malfunction, fire, electric shock, or explosion.

• If the charger accidentally falls into water, unplug it before retrieving.

• Do not unplug the device with wet hands.

• Avoid storing the product in high-temperature or humid areas.

• Do not clean the product in a dishwasher.

For brush head purchases, please contact our company.

Caution

- In the initial days of product use, slight gum bleeding may occur, which typically subsides within a week. If bleeding persists or any discomfort arises after a week, discontinue use and consult a dentist immediately.
- Do not dismantle or alter any parts of the product to prevent damage.
- This product is designed for personal oral care only; do not use it for other purposes.
- Not suitable for children, infants, or individuals unable to operate it unless under the supervision or guidance of a guardian.
- Do not place coins, clips, or other metal objects on the charging station.

Warranty Instructions

Warranty Period Description:
 For VIP gifts such as mobile phones/tablets sold by Samsung Electronics Taiwan, you can enjoy a 1-year warranty from the date of purchase with this warranty

and the purchase invoice of Samsung products.
 The free service will not be provided in the following cases:
 1.The product has exceeded the warranty period provided by the company.
 2.Damage or failure caused by natural disasters, insect (rat)damage, lightning strikes and other factors.
 3.Failures caused by other products (equipment) other than the machine itself.
 4.Failure to operate in accordance with product specifications and user manuals, resulting in product abnormalities or operating system changes.
 5.The cause of the failure is beyond the scope of the original warranty, such as: damp, damaged, deformed, using a non-original authorized repair center for the product or using non-original spare parts.
 6.Human failure during movement, transportation or improper placement.
 7.Failures caused by using other equipment and accessories that do not meet the applicable specifications of the product.
 8.Unsuitable power circuit and voltage and current.
 9.Appearance and consumable materials.
Declaration of Restricted Substances Content

Use	Lead(Pb)	Mercury(Hg)	Cadmium(Cd)	RoHS 1.0	RoHS 2.0
PCB	○	○	○	○	○
Material	○	○	○	○	○
Electronic	○	○	○	○	○

備註: 1."RoHS 1.0" and "RoHS 2.0" indicate that the percentage content of the restricted substance(s) listed in the corresponding column of the table is less than 0.1% by weight of homogeneous material. 2."RoHS 2.0" indicates that the restricted substance(s) listed in the corresponding column of the table is less than 0.01% by weight of homogeneous material. 3."RoHS 2.0" indicates that the restricted substance(s) listed in the corresponding column of the table is less than 0.001% by weight of homogeneous material.

SAMSUNG C&T TAIWAN CORPORATION
 Address:110 Rm. 2203 22F, No.333, Keelung Rd., Sec.1 Taipei, Taiwan
 TEL:+886 2 2728 8500
 E-mail:itfitw@samsung.com